

 Dinkes Kab Karanganyar	UJI SILANG SLIDE BTA		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440/05-C-SOP.107.01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
		Halaman	: 1	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. ENDANG SULASTRI NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Uji silang slide BTA adalah pemeriksaan kembali untuk mengetahui seberapa benar pemeriksaan tersebut telah dilakukan
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas laboratorium untuk Uji silang slide BTA di UPT. Puskesmas Matesih.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No 449.1/10.05/2019 tentang Pemantapan Mutu Laboratorium..
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik
Langkah-langkah/ Prosedur	a. Petugas laboratorium melakukan <i>cross chek slide</i> TB per triwulan. b. Petugas memilih slide hasil pemeriksaan TB dengan metode LQAS, lalu mengirimkan slide beserta hasil ke Laboratorium Dinas Kesehatan (Labkesda). c. Hasil evaluasi terhadap rentang nilai pemeriksaan pertama di puskesmas dengan pemeriksa kedua di Dinas Kesehatan akan keluar dengan prosentase error rate yang dinilai oleh pemeriksa di Labkesda. d. Hasil dari Dinas Kesehatan dievaluasi apakah error rate terlalu besar atau sudah sesuai. e. Dinas Kesehatan memberikan <i>fit back</i> ke puskesmas
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium, Labkesda..

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlaku- kan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019