PROMAIN SAICT UNION CORREST (LISS) PATTEN RARAMICANY AR A Listole No Saltono (20,5-1000, 1007, 4001, 400) uniques (3.4	PROSEDUR TETAP MENGHITUNG DENYUT WADI		
	No. Dokumen 043.IV.S5P1	Revisi 1	Halaman 1/1
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit: 7 Februari 2011	PLYARK SAYIT UNUM	Alyan RIYADI. 4 199003 1 006
Pengertian	Suatu tindakan pengamatan jumlah, kekuatan dan keteraturan		
	denyut nadi		
Tujuan	 Mendapatkan informasi tentang jumlah denyut nadi per menit, 		
	kekuatan dan keteraturan denyut nadi		
	Mengetahui pedalanan penyakit dari perubahan pernafasan		
	Mendeteksi dini kelainan penyimpangan yang mungkin muncul		
	Memenuhi salah satu penunjang diagnostik		
Kebijakan	Dilakukan pada setiap klien yang dirawat inap		
	Dilakukan pada klien yang ada indikasi		
Prosedur	Persiapan :		
	Arloji tangan dengan penunjuk detik.		
	Buku dan alat tulis.		
	Pelaksanaan :		
	Memberitahu klien.		
	Mengatur posisi tidur klien atau klien boleh duduk.		
	Memegang tangan klien dipergelangan tangan dengan jari tahunist iari tangah sasta ibu iari tangah tangah dengan jari		
		juk jari tengah serta ibu jari tangan kanan.	
	Tangan yang lain memegang arloji atau menghitung nadi. Menghitung frekwensi nadi dalam satu menit.		
	Mencatat hasil dalam catatan perawatan.		
Unit terkait	Ruang rawat inap, ICU, Ruang Bersalin, IBS, IGD, Poliklinik		